



Препарат «Bioneutral B 25»

Назначение

Препарат предназначен для консервации товаров бытовой химии и средств гигиены. Препарат эффективен в кислотной, нейтральной и щелочной среде; обеспечивает длительную защиту продуктов от аэробных и анаэробных бактерий и микромицетов.

Активные компоненты

Смесь MIT/BIT, стабилизаторы на основе солей магния, активаторы, и др.

Физико-химические характеристики

Таб.1

<i>Внешний вид</i>	Прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета с характерным запахом
<i>Водородный показатель pH</i>	6-10
<i>Рабочий диапазон pH</i>	2-10
<i>Плотность г/см³</i>	1,175+0,04

Методика и рекомендации по применению

Рекомендуемая концентрация: 0.05 – 0.4 % от массы готового продукта. «Bioneutral B 25» можно вводить в систему на любой стадии производственного процесса. Но, если условия позволяют, рекомендуется вводить необходимое количество препарата в самом начале производственного процесса. Рабочий диапазон pH от 2 до 10, температура до 60 °С (кратковременный нагрев до 80 °С).

Сервисные услуги

ООО «НПФ БАЛТСИНТЕЗ» оказывает технические услуги по лабораторным химическим и микробиологическим испытаниям и подбору оптимальных условий использования препарата.

Требования безопасности и условия хранения

При работе использовать индивидуальные средства защиты. Избегать попадания препарата на кожу и в глаза. При попадании на кожу промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза – промыть струей воды в течение 10 – 15 мин.

Хранить в сухом, прохладном помещении в закрытой таре при температуре не ниже +5 °С.

При замерзании оставьте хорошо оттаять и размешайте перед употреблением.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

Упаковка

Препарат «Bioneutral B 25» может поставляться в полиэтиленовых емкостях вместимостью 30 кг, 210 кг.