



## Препарат «Bioneutral A 102»

### Назначение

Препарат предназначен для консервации товаров бытовой химии и средств гигиены

Препарат эффективен в кислотной, нейтральной и щелочной среде. Препарат обеспечивает длительную защиту продуктов от аэробных и анаэробных бактерий и микромицетов.

### Активные компоненты

Смесь MIT/BIT, стабилизаторы на основе солей магния, активаторы, и др.

### Физико-химические характеристики

Таб.1

<i>Внешний вид</i>	Прозрачная жидкость от бесцветного до желтого цвета со специфическим запахом
<i>Водородный показатель pH</i>	3-7
<i>Рабочий диапазон pH</i>	2-11
<i>Плотность г/см<sup>3</sup></i>	1.095 ± 0.20

### Методика и рекомендации по применению

«Bioneutral A 102» можно вводить в систему на любой стадии производственного процесса. Но, если условия позволяют, рекомендуется вводить необходимое количество препарата в самом начале производственного процесса.

Рекомендуемая концентрация:

-для бытовой химии 0,2 – 0,4%

Рабочий диапазон pH от 2 до 11, температура до 60 °С (кратковременно до 80 °С)

### Сервисные услуги

ООО «НПФ БАЛТСИНТЕЗ» оказывает технические услуги по лабораторным химическим и микробиологическим испытаниям и подбору оптимальных условий использования препарата.

### Требования безопасности и условия хранения

При работе использовать индивидуальные средства защиты. Избегать попадания препарата на кожу и в глаза. При попадании на кожу промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза – промыть струей воды в течение 10 – 15 мин.

Хранить в сухом, прохладном помещении в закрытой таре при температуре не ниже +5 ° С.

При заморозки оставьте хорошо оттаять и размешайте перед употреблением.

Гарантийный срок хранения – 24 месяцев.

### Упаковка

Препарат «Bioneutral A 102» может поставляться в полиэтиленовых емкостях вместимостью 30 кг, 210 кг