



## Препарат «Bioneutral A 16»

### Назначение и области применения

Препарат предназначен для консервирования лакокрасочных материалов, СОЖ, товаров бытовой химии и других систем на водной основе; эффективен в нейтральной и щелочной среде. Препарат обеспечивает длительную защиту продуктов в водной и в паровой фазах от аэробных и анаэробных бактерий и микромицетов.

### Активные компоненты

Водный раствор смеси азотсодержащих гетероциклических соединений.

### Физико-химические характеристики

Внешний вид	прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета с характерным запахом (при хранении постепенно темнеет до красного цвета)
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1.131 ± 0.05
Водородный показатель, pH	8-11

### Методика и рекомендации по применению

Продукт	% «Bioneutral A 16» (весовых)
Тарный консервант для пленкообразующих материалов на водной основе	0.05 - 0.20
Консервант для эмульсии смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ)	0.05 - 0.20
Пигментные дисперсии	0.05 - 0.20
Синтетические полимерные эмульсии	0.05 - 0.20
Клеи на водной основе	0.05 - 0.15
Средства бытовой химии	0.05-0.20

«Bioneutral A 16» можно вводить в систему на любой стадии производственного процесса. Но, если условия позволяют, рекомендуется вводить необходимое количество препарата в самом начале производственного процесса. Препарат термостабилен. Устойчив в присутствии аминов. Эффективен в диапазоне pH 4-13.

### Сервисные услуги

ООО «НПФ БАЛТСИНТЕЗ» оказывает технические услуги по лабораторным химическим и микробиологическим испытаниям и подбору оптимальных условий использования препарата.

### Требования безопасности и условия хранения

При работе использовать индивидуальные средства защиты. Избегать попадания препарата на кожу и в глаза. При попадании на кожу промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза – промыть струей воды в течение 10 – 15 мин.

Хранить в сухом, прохладном помещении в закрытой таре при температуре не ниже +5 °С.

При замерзании оставьте хорошо оттаять и размешайте перед употреблением.

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев.

### Упаковка

Препарат «Bioneutral A 16» может поставляться в полиэтиленовых емкостях вместимостью 30кг, 210 кг, 1100 кг.